

Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd300A Pour Cytométrie En Flux - Q9Ugn4

Numéro d'article: CM0011847



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indirgé contre le CD300a humain (CLM-8, IRp60, IGSF12), un récepteur inhibiteur sur les cellules NK, les cellules T et les mastocytes. Idéal pour la recherche en cytométrie en flux (FC).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human CD300a mAb
Remarques/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11314
GeneID	11314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-178 du CD300a humain (NP_009192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9UGN4
Poids Protéique	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
Expédition	Sac de glace