


Anticorps Monoclonal Anti-Cd300F/Irem-1 Humain Pour Fc - Q8Tdq1

Numéro d'article: CM0004341



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD300F/IREM-1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur inhibiteur de type molécule CMRF35 1, impliqué dans l'homéostasie immunitaire et l'éphérocytose. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Propriété	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD300F/IREM-1 humain mAb
Remarques/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; molécule de type CMRF35 1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	146722
ID de gène	146722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-156 du CD300F/IREM-1 humain (NP_620587.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ1
Poids de la protéine	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace