

Anticorps Monoclonal Anti-Cd303/Bdca-2 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q8Wtt0

Numéro d'article: CM0012483



Introduction

anticorps monoclonal anti-CD303/BDCA-2 humain de lapin pour cytométrie en flux. Détecte spécifiquement le membre C de la famille des domaines de lectine de type C (BDCA-2), un marqueur des cellules dendritiques plasmacytoïdes. Optimal pour des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD303/BDCA-2 mAb
Remarques / Alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Espèce	Humain
GeneID	170482 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-213 de CD303/BDCA-2 humain (NP_569708.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WTT0
Poids de la protéine	21kDa/25kDa
Expédition	Sachet de glace