

Anticorps Monoclonaux Anti-Human Cd31/Pecam1 Pour Fc - P16284

Numéro d'article: CM0004335



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD31/PECAM1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la migration transendothéliale des leucocytes, de l'adhésion des cellules endothéliales et des réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human CD31/PECAM1 mAb
Remarques/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5175
GeneID	5175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-601 du CD31 humain (NP_000433.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P16284
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace