


Anticorps Monoclonal Anti-Cd32 Humain Pour Cytométrie En Flux - P12318

Numéro d'article: CM0012611



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD32 humain (FCGR2A). Adapté pour la détection en cytométrie en flux du récepteur Fc de l'IgG à faible affinité sur les monocytes, les neutrophiles et les plaquettes. Reconnaît le domaine extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD32 humain mAb
Remarques / Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2212
Identifiant du gène	2212
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-218 du CD32 humain (NP_001129691.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12318
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace