

## Anticorps Monoclonal Anti-Cd337/Nkp30 Humain Pour If/Cci, Fc - O14931

Numéro d'article: CM0008516



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre CD337/NKp30 humain (NCR3), validé pour les applications IF/CCI et FC (intracellulaire). Il reconnaît le récepteur déclencheur de cytotoxicité naturelle exprimé sur les cellules NK, impliqué dans l'immunité antitumorale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Lapin anti-humain CD337/NKp30 mAb                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; récepteur déclencheur de cytotoxicité naturelle 3                                           |
| Espèce               | Humain                                                                                                                            |
| Identifiant de gène  | 259197                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 de CD337/NKp30 humain (NP_667341.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                             |
| Application          | IF/CCI, FC (intra)                                                                                                                |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                            |
| SWISS                | O14931                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                      |