

Anticorps Monoclonal Anti-Cd34 Humain () Pour If/Icc Et Fc - P28906

Numéro d'article: CM0010253

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD34 humain, conjugué directement à l'. Convient pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les cellules progénitrices hématopoïétiques et les marqueurs de l'endothélium vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-CD34 Humain mAb
Remarques/Alias	CD34; molécule CD34; GIG3; MORT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	947
GeneID	947
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-290 du CD34 humain (NP_001020280.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28906
Poids moléculaire	35kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace