

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd34 (Pe/Cyanine7) Pour Cytométrie En Flux - P28906

Numéro d'article: CM0004908

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 contre le CD34 humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible l'antigène des cellules progénitrices hématopoïétiques, une glycoprotéine membranaire de 41 kDa impliquée dans l'adhésion cellulaire et le homing des cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD34 conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	CD34 ; Molécule CD34 ; GIG3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	947
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-290 du CD34 humain (NP_001020280.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28906
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace