


Anticorps Monoclonal Anti-Cd352/Slamf6 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q96Du3

Numéro d'article: CM0004756



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine CD352/SLAMF6 (membre 6 de la famille SLAM) humaine. Validé pour la cytométrie en flux, il permet la détection de NTB-A sur les cellules NK, T et B pour les études de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD352/SLAMF6 humain de lapin
Remarques / Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; membre 6 de la famille SLAM
Espèce	Humain
GeneID	114836 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-215 de la protéine CD352/SLAMF6 humaine (NP_001171643.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q96DU3
Poids de la protéine	24 kDa / 37 kDa
Expédition	Sachet de glace