


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd355/Crtam Pour La Cytométrie En Flux - O95727

Numéro d'article: CM0010651



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Anti-Humain CD355/CRTAM pour la cytométrie en flux. CD355/CRTAM médie l'adhésion cellulaire hétérophile régulant l'activation, la cytotoxicité et la rétention tissulaire des lymphocytes T et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Anti-Humain CD355/CRTAM
Remarques/Alias	CD355
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56253
GeneID	56253
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-287 du CD355/CRTAM humain (NP_062550.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95727
Poids protéique	22kDa/44kDa
Expédition	Sac de glace