


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd38 Pour Fc - P28907

Numéro d'article: CM0009500



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD38 pour les applications de cytométrie en flux (FC), validé pour les échantillons humains. Idéal pour l'étude de l'ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1 (CD38) en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD38
Remarques/Alias	ADPRC1 ; cADPR1 ; ADPRC 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28907
Poids moléculaire protéique	13 kDa/34 kDa
Expédition	Sac de glace