

Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd39/Entpd1 Pour Cytométrie En Flux - P49961

Numéro d'article: CM0005088

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' pour la détection par cytométrie en flux du CD39/ENTPD1 humain, une ectonucléotidase membranaire régulant la signalisation des nucléotides, exprimée sur les lymphocytes activés et les tissus endothéliaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human CD39/ENTPD1 mAb
Remarques/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	953
GeneID	953
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-442 du CD39/ENTPD1 humain (NP_001767.3) .
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P49961
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace