

Anticorps Polyclonal Anti-Humain Cd45Ra Pour If-P - P08575

Numéro d'article: CM0021684



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD45RA humain (PTPRC), validé pour l'immunofluorescence sur paraffine (IF-P). Convient pour le typage des cellules immunitaires et les études d'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-humain CD45RA
Remarques/Alias	PTPRC ; B220 ; CD45 ; CD45R ; GP180 ; L-CA ; LCA ; LY5 ; T200 ; récepteur de type tyrosine-protéine phosphatase C ; CD45RA humain
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 10 et 110 du CD45RA humain (P08575-8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08575
Poids moléculaire de la protéine	130 kDa / 147 kDa
Expédition	Sac de glace