


Anticorps Monoclonal Anti-Cd5 Humain De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - P06127

Numéro d'article: CM0011052



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD5 humain de lapin validé pour la cytométrie en flux. Cible la glycoprotéine de surface des lymphocytes T CD5 (T1/Leu-1), un régulateur négatif de la signalisation du TCR impliqué dans la tolérance immunitaire. Convient aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD5 humain
Remarques/Alias	T1 ; LEU1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	921
ID du gène	921
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 humain (NP_055022.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P06127
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac de glace