


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd55 Humain (Daf) Conjugué À L'pour Cytométrie En Flux - P08174

Numéro d'article: CM0005275



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD55 humain conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux sur échantillons humains. Cible le facteur accélérateur de décroissance du complément (DAF), un régulateur clé de l'activation du complément. Adapté à la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD55 humain de lapin conjugué à l'
Remarques / Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Espèce cible	Humain
ID du gène (humain)	1604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-353 de la CD55 humaine (NP_000565.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réaction croisée	Humain
SWISS	P08174
Poids moléculaire de la protéine	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Expédition	Sac de glace