

Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd56 Pour Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0009001



Introduction

Anticorps monoclonal de souris contre le CD56 humain (NCAM1), validé pour la cytométrie en flux. Pertinent pour la recherche en neurosciences et sur les infections virales, y compris l'adhésion neuronale et les études sur les récepteurs de la rage/Zika.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Souris anti-Human CD56 mAb
Remarques/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4684
GeneID	4684
Immunogène	Protéine recombinante du CD56 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids Protéique	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Expédition	Sac de glace