


Anticorps Monoclonal Anti-Cd59 Humain Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P13987

Numéro d'article: CM0010682



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD59 humain, un inhibiteur ancré par GPI du complexe d'attaque membranaire du complément, validé pour la cytométrie en flux. Adapté à l'étude de la régulation du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD59 humain AcM
Remarques / Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	966
GeneID	966
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-101 du CD59 humain (NP_000602.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13987
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace