


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd59 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P13987

Numéro d'article: CM0010695



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD59 conjugué pour la cytométrie en flux. Cible le CD59 (protectine, protéine inhibitrice du MAC), un régulateur clé du complément, pour des applications de recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD59 conjugué
Remarques/Alias	1F5 ; EJ16 ; EJ30 ; EL32 ; G344 ; MIN1 ; MIN2 ; MIN3 ; M1RL ; HRF20 ; MACIF ; MEM43 ; MIC11 ; MSK21 ; 16.3A5 ; HRF-20 ; MAC-IP ; p18-20
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	966
Identifiant du gène	966
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-101 du CD59 humain (NP_000602.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13987
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace