

Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd62L/L-Selectin Pour Fc - P14151

Numéro d'article: CM0010844



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD62L/L-sélectine humain. Validé pour la cytométrie en flux. Conçu pour l'étude de l'adhésion des leucocytes, du homing des lymphocytes et de l'inflammation. - P14151.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human CD62L/L-Selectin mAb
Remarques/Alias	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-sélectine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6402
GeneID	6402
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-332 du CD62L/L-Sélectine humain (NP_000646.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P14151
Poids Protéique	42kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace