


Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd66B Pour Cytométrie En Flux - P31997

Numéro d'article: CM0008282



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-human CD66b conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible CEACAM8, une molécule d'adhésion des neutrophiles. Réagit avec l'humain. 38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human CD66b mAb
Remarques/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1088
GeneID	1088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-319 du CD66b humain (NP_001807.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P31997
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace