

Anticorps Monoclonal Anti-Cd68 Humain (Percp) Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P34810

Numéro d'article: CM0012804

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP dirigé contre le CD68 humain (macrosialine, gp110). Adapté à la détection par cytométrie en flux intracellulaire d'une protéine membranaire lysosomiale/endosomiale de 37 kDa présente dans les macrophages et les cellules tumorales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anti-CD68 humain mAb de lapin conjugué au PerCP
Remarques / Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	968
GeneID	968
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-319 du CD68 humain (NP_001242.2))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P34810
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace