

Anticorps Monoclonal Anti-Cd7 Humain (Biotine) Pour Cytométrie En Flux - P09564

Numéro d'article: CM0011518

Introduction

Anticorps monoclonal lapin biotinylé ciblant le CD7 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît une glycoprotéine transmembranaire de 25 kDa sur les cellules T et les cellules NK. Convient pour l'immunophénotypage et les études d'activation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Biotine Lapin anti-Humain CD7 mAb
Remarques/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	924
GeneID	924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-180 du CD7 humain (NP_006128.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P09564
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace