

Anticorps Monoclonal Anti-Cd7 Humain Pour Fc - P09564

Numéro d'article: CM0011151

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin (conjugué) ciblant le CD7 humain pour cytométrie en flux. Adapté à l'identification des lymphocytes T et des cellules NK et aux études fonctionnelles. - P09564

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD7 humain mAb
Remarques / Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Espèce	Humain
GeneID	924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-180 du CD7 humain (NP_006128.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09564
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant