

Anticorps Monoclonal Anti-Cd7 Humain Pour Cytométrie En Flux (Cf) - P09564

Numéro d'article: CM0012754

Introduction

Le mAb Rabbit anti-humain CD7 pour cytométrie en flux, validé pour la recherche sur les lymphocytes T et les cellules NK humaines. Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le domaine extracellulaire, UniProt P09564.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD7 mAb
Remarques / Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	924
GenelD	924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-180 de CD7 humain (NP_006128.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09564
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace