


Anticorps Monoclonal Anti-Cd70 Humain (Cd27L) Pour Cytométrie En Flux - P32970

Numéro d'article: CM0008162



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD70 humain (CD27L, TNFSF7), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude des interactions des cellules immunitaires et de la voie CD27/CD70.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD70 Humain mAb
Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Espèce	Humain
ID de gène	970
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-193 du CD70 humain (P32970)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en Flux)
Réactivité croisée	Humain
Swiss-Prot	P32970
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace