

Anticorps Monoclonal Anti-Cd72 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P21854

Numéro d'article: CM0012059

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD72 humain conjugué à l'isotype de haute qualité, spécifiquement validé pour des applications en cytométrie en flux. Cible l'antigène de différenciation des lymphocytes B CD72, un corécepteur qui module la signalisation du récepteur des cellules B et l'homéostasie immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-CD72 humain de lapin
Remarques / Alias	CD72; CD72b; LYB2; Molécule CD72
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	971
Identifiant du gène	971
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 117-359 de la CD72 humaine (NP_001773.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21854
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace