

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd79A Conjugué Pour La Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P11912

Numéro d'article: CM0008356



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD79a humain. Convient pour la cytométrie en flux intracellulaire afin de détecter la chaîne alpha du complexe du récepteur des cellules B dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD79a conjugué
Remarques/Alias	CD79A ; IGA ; MB-1 ; Molécule CD79a
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	973
Identifiant du gène	973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-225 du CD79a humain (NP_001774.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11912
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa / 25 kDa
Expédition	Sac de glace