

Anticorps Monoclonal Anti-Cd79A Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P11912

Numéro d'article: CM0004529



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD79a humain de lapin conjugué à l' destined à la cytométrie en flux intracellulaire. Cible la chaîne alpha de la protéine associée au récepteur antigénique des lymphocytes B (MB-1, Ig-alpha). Validé sur échantillons humains. UniProt P11912.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD79a humain de lapin
Remarques / Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	973
ID du gène	973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-225 de la CD79a humaine (NP_001774.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11912
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac isotherme