

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd82 Pour Cytométrie En Flux - P27701

Numéro d'article: CM0012359



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD82 humain (KAI1/TSPAN27), conjugué pour la cytométrie en flux. Validé pour la cytométrie en flux, adapté à la recherche sur les métastases et les tétraspanines. Réactivité : humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD82 mAb
Remarques/Alias	R2 ; 4F9 ; C33 ; IA4 ; ST6 ; GR15 ; KAI1 ; SAR2 ; TSPAN27
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3732
Identifiant du gène	3732
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-267 du CD82 humain (NP_002222.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27701
Poids moléculaire protéique	27 kDa / 30 kDa
Expédition	Sac de glace