

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd8B () Pour Cytométrie En Flux - P10966

Numéro d'article: CM0009381

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD8b humain, conjugué à , validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'immunité à médiation lymphocytaire T, le microenvironnement tumoral et le profilage des cellules CD8+.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD8b
Remarques/Alias	LY3 ; P37 ; LEU2 ; LYT3 ; Ly-3 ; CD8B1 ; CD8beta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	926
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-170 du CD8b humain (NP_004922.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10966
Poids moléculaire protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace