


Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd9 () Pour Cytométrie En Flux - P21926

Numéro d'article: CM0004194



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indocarbocyanine (Cy5), dirigé contre le CD9 humain, adapté pour la cytométrie en flux. Cible la tétraspanine CD9 impliquée dans l'adhésion cellulaire, l'activation plaquettaire et la fusion spermatozoïde-ovocyte. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human CD9 mAb
Remarques/Alias	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Espèce	Humain
ID de Gène	928
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 du CD9 humain (NP_001760.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P21926
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace