

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd90/Thy1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P04216

Numéro d'article: CM0008652

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD90/Thy1 humain conjugué à l'pour cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 20-130). Validé sur échantillons humains. UniProt P04216.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD90/Thy1 humain
Remarques / Alias	CD90; CDw90
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	7070
Identifiant génique	7070
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04216
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac isotherme réfrigérant