

Anticorps Monoclonal Anti-Cd94 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q13241

Numéro d'article: CM0011756



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD94 humain (KLRD1) conjugué à pour la cytométrie en flux. Détecte le CD94 humain, un récepteur des cellules NK impliqué dans la surveillance immunitaire et la tolérance. Convient à la recherche en immuno-oncologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD94 mAb
Remarques/Alias	KLRD1 ; CD94 ; antigène CD94 des cellules tueuses naturelles
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-179 du CD94 humain (NP_002253.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q13241
Poids de la protéine	17 kDa/20 kDa
Expédition	Poche de glace