

Anticorps Monoclonal Anti-Cd94 Humain Pour Fc - Q13241

Numéro d'article: CM0010854



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD94 humain () pour cytométrie en flux (FC). Détecte le CD94 humain, un récepteur des cellules NK de 21 kDa critique pour la tolérance immunitaire et la surveillance tumorale. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-CD94 humain mAb
Remarques/Alias	CD94
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3824
GeneID	3824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-179 du CD94 humain (NP_002253.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13241
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace