

Anticorps Monoclonal Anti-Cd96/Tactile Humain Pour Cytométrie En Flux - P40200

Numéro d'article: CM0005492



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre CD96/TACTILE humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'adhésion des cellules immunitaires, de l'activation des lymphocytes T et NK au cours de l'inflammation. - P40200

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD96/TACTILE mAb
Remarques/Alias	TACTILE
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10225
ID du gène	10225
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 25 et 519 de CD96/TACTILE humain (NP_937839.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40200
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace