

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd98 () Pour Cytométrie En Flux - P08195

Numéro d'article: CM0012135



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ABflo® 594 dirigé contre le CD98 humain (SLC3A2), vérifié pour la cytométrie en flux. Adapté à la recherche en immunologie et en cancérologie, permettant le profilage d'expression de la chaîne lourde du transporteur d'acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD98
Remarques/Alias	4F2 ; CD98 ; MDU1 ; 4F2HC ; 4T2HC ; NACAE ; CD98HC
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6520
GeneID	6520
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-630 du CD98 humain (NP_002385.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08195
Poids protéique	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace