


Anticorps Monoclonal Anti-Cd98 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P08195

Numéro d'article: CM0009329



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD98 humain conjugué à , validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît la chaîne lourde SLC3A2 impliquée dans le transport des acides aminés, la signalisation des intégrines et l'entrée virale. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD98 humain
Remarques/alias	4F2 ; CD98 ; MDU1 ; 4F2HC ; 4T2HC ; NACAE ; CD98HC
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	6520
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206 à 630 du CD98 humain (NP_002385.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08195
Poids de la protéine	57 kDa/61 kDa/67 kDa/68 kDa/71 kDa
Expédition	Sac de glace