


Anticorps Monoclonal Anti-Cd99 Humain () Pour If/Icc, Fc - P14209

Numéro d'article: CM0008577



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD99 humain conjugué à l'. Convient pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur l'adhésion des lymphocytes T et l'extravasation des leucocytes. SWISS : P14209.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD99 Humain mAb
Remarques/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4267
GeneID	4267
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 24 et 123 du CD99 humain (NP_002405.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14209
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace