

Anticorps Monoclonal Anti-Cdcp1 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9H5V8

Numéro d'article: CM0011370

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CDCP1 humain (CD318, TRASK, SIMA135), validé pour la cytométrie en flux. Utilisé dans les études sur l'adhésion cellulaire, les métastases cancéreuses et les cellules souches leucémiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CDCP1 humain
Remarques/alias	CD318 ; TRASK ; SIMA135
Espèce	Humaine
GeneID	64866
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 666 du CDCP1 humain (NP_073753.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9H5V8
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa/72 kDa/92 kDa
Expédition	Sac de glace