

Anticorps Monoclonal Anti-Ceacam6 Humain (Conjugué) Pour Cytométrie En Flux - P40199

Numéro d'article: CM0004046



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CEACAM6 humain (CD66c). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études de biologie tumorale, d'adhésion des neutrophiles et de migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-CEACAM6 Humain mAb
Remarques/Alias	NCA ; CEAL ; CD66c
Espèce	Humain
GeneID	4680
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-320 du CEACAM6 humain (NP_002474.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P40199
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace