

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Clec12A/Cd371 Pour La Cytométrie En Flux - Q5Qgz9-2

Numéro d'article: CM0010303

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la protéine humaine CLEC12A/CD371 (CLL-1, MICL). Validé pour la cytométrie en flux et réactif avec les échantillons humains. Convient à l'immunophénotypage des cellules myéloïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CLEC12A/CD371
Remarques/Alias	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2
Espèce	Humain
GeneID	160364
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65-265 de la protéine humaine CLEC12A/CD371 (NP_612210.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5QGZ9-2
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace