

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Clec12A/Cd371 (Abflo 488) Pour Cytométrie En Flux - Q5Qgz9-2

Numéro d'article: CM0004203

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ABflo 488 contre le CLEC12A/CD371 humain (CLL-1, M1CL). Conçu pour la cytométrie en flux, ciblant l'isoforme 2 (aa 65-265). Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CLEC12A/CD371
Remarques/Alias	CLL1 ; M1CL ; CD371 ; CLL-1 ; DCAL-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	160364
GeneID	160364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 65-265 du CLEC12A/CD371 humain (NP_612210.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5QGZ9-2
Poids protéique	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace