

Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 18 Humaine Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P05783

Numéro d'article: CM0004157

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la cytkératine 18 humaine (K18/CK-18/CYK18) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte la K18 humaine (48 kDa) dans les cellules épithéliales ; adapté à la recherche sur le cancer et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human Cytokeratin 18 mAb
Remarques/Alias	K18 ; CK-18 ; CYK18
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3875
Identifiant du gène	3875
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 241-430 de la cytkératine 18 humaine (NP_000215.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05783
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace