


Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 19 (Krt19) Humaine Conjugué À L'abflo 594 Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P08727

Numéro d'article: CM0008954



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ABflo 594 ciblant la cytokératine 19 humaine (CK-19, KRT19). Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire, il réagit avec les échantillons humains. Détecte la CK-19 au niveau des costamères et des filaments intermédiaires. Poids moléculaire : 44 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-cytokératine 19 (KRT19) humaine
Remarques/Alias	K19 ; CK19 ; K1CS
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3880
ID du gène	3880
Immunogène	Peptide synthétique - peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 301 et 400 de la cytokératine 19 humaine (NP_002267.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08727
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Sac de glace