

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Dc-Signr/Cd299 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - Q9H2X3

Numéro d'article: CM0010371



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le DC-SIGNR/CD299 humain (CLEC4M), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier la surveillance immunitaire, l'entrée virale et les interactions réceptorielles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain DC-SIGNR/CD299 conjugué à
Remarques/Alias	CD299 ; LSIGN ; CD209L ; L-SIGN ; DCSIGNR ; HP10347 ; DC-SIGN2 ; DC-SIGNR
Espèce	Humain
GeneID	10332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 71-399 du DC-SIGNR/CD299 humain (NP_055072.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H2X3
Poids moléculaire de la protéine	24kDa-45kDa
Expédition	Sac de glace