

Anticorps Monoclonal Anti-Humain DLL4 () Pour Cytométrie En Flux - Q9Nr61

Numéro d'article: CM0004043



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain DLL4 conjugué à pour la cytométrie en flux. Cible le ligand Notch DLL4, impliqué dans l'angiogenèse et la neurogenèse. Validé pour les échantillons humains. Idéal pour la recherche IVD et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain DLL4
Remarques/Alias	AOS6 ; delta4 ; hdelta2 ; protéine de type delta 4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54567
GeneID	54567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-524 de la DLL4 humaine (NP_061947.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NR61
Poids moléculaire de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace