

Anticorps Monoclonal Anti-Human DLL4 () Pour Cytométrie En Flux - Q9Nr61

Numéro d'article: CM0004065



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la DLL4 humaine (protéine de type Delta 4). Validé pour la détection par cytométrie en flux du ligand Notch impliqué dans l'angiogenèse et la neurogenèse. Exprimé dans l'endothélium vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human DLL4 mAb
Remarques/Alias	A056; delta4; hdelta2; protéine de type Delta 4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54567
GeneID	54567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-524 de la DLL4 humaine (NP_061947.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NR61
Poids Moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace