

Anticorps Monoclonal Anti-E-Cadhérine/Cd324 Humaine Pour La Cytométrie En Flux - P12830

Numéro d'article: CM0011849



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant l'E-Cadhérine/CD324 humaine, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la biologie épithéliale et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-E-Cadhérine/CD324 humaine
Remarques/Alias	UVO ; CDHE ; ECAD ; LCAM ; Arc-1 ; BCDS1 ; CD324
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	999
GeneID	999
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-707 de l'E-Cadhérine/CD324 humaine (NP_004351.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P12830
Poids protéique	90kDa/97kDa
Expédition	Sac de glace