

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Human Eg-Vegf/Pk1 Pour Wb, If-P, Elisa - P58294

Numéro d'article: CM0003389

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant l'EG-VEGF/PK1 humain (PROK1). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EG-VEGF/PK1 Humain mAb Lapin
Remarques/Alias	PK1; PRK1; EGVEGF; PROK1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84432
ID de Gène	84432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 de PROK1 humain (P58294)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P58294
Poids de la Protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace