

Anticorps Monoclonal Anti-Human Fap Pour Fc - Q12884

Numéro d'article: CM0011741



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le FAP humain, validé pour la cytométrie en flux. Le FAP est une sérine protéase impliquée dans le remodelage de la matrice extracellulaire et la progression tumorale. Idéal pour la recherche sur le cancer et la fibrose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human FAP mAb
Remarques/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolyl endopeptidase FAP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2191
GeneID	2191
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q12884
Poids Protéique	27kDa/87kDa
Expédition	Sac de glace